



# PHAGO'SPRAY DM

**Nettoyant désinfectant hydro-alcoolique  
pour la désinfection des surfaces**



## Points forts

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Large spectre désinfectant
- ✓ Efficacité sur Rotavirus en 5min.
- ✓ Une buse avec deux positions (*pictogrammes spray et stop*)
- ✓ Un ergo amovible pour utilisation en mousse ou en spray

## Conditionnements

| Présentation      | Code      | Nombre d'unité par carton |
|-------------------|-----------|---------------------------|
| Flacon de 750 ml  | SA0065692 | 6 unités                  |
| Bidon de 5 litres | SA0077750 | 2 unités                  |





# PHAGO'SPRAY DM

## Domaine d'utilisation

- ✓ Le **PHAGOSPRAY DM** est un nettoyant désinfectant professionnel pour la désinfection des surfaces dans les environnements à risques.
- ✓ Le **PHAGOSPRAY DM** peut être utilisé en pulvérisation sur les murs, les plafonds et le mobilier.
- ✓ Le **PHAGOSPRAY DM** peut aussi être utilisé en application sur un linge à usage unique pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures.

## Composition

- ✓ Substances actives
  - Ethanol (N° CAS : 64-17-5) : 24 % m/m
  - Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (N° CAS : 7173-51-5) : 0,14 % m/m
  - Alkylamine (N° CAS : 2372-82-9) : 0,25 % m/m
- ✓ Parfum : pamplemousse

## Caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques

- ✓ Aspect : liquide limpide
- ✓ Couleur : incolore
- ✓ Odeur : pamplemousse
- ✓ pH à 20°C (produit pur) : 9,5 à 11,0
- ✓ Masse volumique à 20°C (g/ml) : 0,968 ± 0,005

## Mode d'emploi

- ✓ Le **PHAGOSPRAY DM** est prêt à l'emploi.
- ✓ Pulvériser sur un linge à usage unique et/ou appliquer sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer\*
- ✓ Laisser agir 5 minutes pour une activité bactéricide ou 15 minutes pour un spectre complet.

\* Dans le cas de désinfection de surfaces pouvant entrer en contact direct avec les denrées alimentaires, un rinçage à l'eau potable est nécessaire (arrêté du 8 septembre 1999)

## Recommandations

- ✓ Eviter de faire ruisseler le produit
- ✓ Ne pas utiliser en machines de désinfection terminale. Utiliser en sprayer.
- ✓ Péremption : 3 ans à partir de la date de fabrication.
- ✓ La fiche de données de sécurité est disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

## Activité antimicrobienne

| Normes                                                                                                       | Concentration | Temps   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <b><u>BACTERICIDE</u></b>                                                                                    |               |         |
| <b>EN 1040</b><br>( <i>P.aeruginosa</i> et <i>S.aureus</i> )                                                 | 0,5 %         | 1 min.  |
| <b>EN 1276 cond. propreté</b><br>( <i>E.coli</i> , <i>E.hirae</i> , <i>P.aeruginosa</i> et <i>S.aureus</i> ) | 80 %          | 15 min. |
| <b>EN 13697 cond. propreté</b> ( <i>E.coli</i> , <i>E.hirae</i> , <i>P.aeruginosa</i> et <i>S.aureus</i> )   | 100 %         | 5 min.  |
| <b>EN 13697 cond. saleté</b> ( <i>S.typhimurium</i> )                                                        | 10 %          | 5 min.  |
| <b>EN 13727 cond. saleté</b> ( <i>E. hirae</i> , <i>S.aureus</i> et <i>P.aeruginosa</i> )                    | 50 %          | 5 min.  |
| <b><u>FONGICIDE</u></b>                                                                                      |               |         |
| <b>EN 1275</b><br>( <i>C.albicans</i> )                                                                      | 2,5 %         | 15 min. |
| <b>EN 13697 cond. propreté</b> ( <i>C.albicans</i> )                                                         | 100 %         | 15 min. |
| <b>EN 13624 cond. propreté</b> ( <i>C.albicans</i> )                                                         | 25 %          | 5 min.  |
| <b><u>MYCOBACTERICIDE</u></b>                                                                                |               |         |
| <b>EN 14348 cond. propreté</b> ( <i>M.avium</i> )                                                            | 50 %          | 15 min. |
| <b><u>VIRUCIDE</u></b>                                                                                       |               |         |
| <b>EN 14476</b><br>(Rotavirus)                                                                               | 90 %          | 5 min.  |
| <b>HIV1</b>                                                                                                  | 100 %         | 1 min.  |
| <b>HBV</b>                                                                                                   | 0,25 %        | 10 min. |
| <b>EN 14476</b><br>(Influenza A/H1N1)                                                                        | 80 %          | 30 s.   |

Utiliser les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

