



Quick & Clean S-Wipes

lemon fresh

Lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi imbibées d'alcool

DESCRIPTION & APPLICATION

Les lingettes **Quick & Clean S** sont des lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi sans aldéhyde et imbibées d'alcool (PLIWA® Lemon Fresh AF à base d'éthanol et de quats) pour une désinfection rapide et efficace des surfaces et des objets dans les hôpitaux, cliniques vétérinaires, industrie, institutions, bâtiments publics, industrie alimentaire, restaurants, hôtels, ...

Après le temps de contact, les surfaces traitées sèchent rapidement. Grâce à leur formule respectueuse de la peau et à leur grande taille (30x30cm), les lingettes **S & Wipes Quick & Clean** offrent une utilisation sûre.

Nettoie et désinfecte les surfaces et les objets dans tous les domaines d'application, ainsi que toutes les surfaces essuyables avec un chiffon désinfectant prêt à l'emploi. Faites attention à l'humidification et aux temps de contact requis.

Biocide PT2 et PT4 autorisé en Belgique selon l'art. 55 (1) du BPR. Conforme également à la Medical Devices Act.

	Normes européennes	Temps de contact
Bactericide		
<i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>E. coli</i> (conditions sales.)	EN 13727	30 sec
<i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>E. coli</i> (conditions sales*)	EN 13697	5 min
<i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> (conditions sales)	EN 16615	5 min
Mycobactericide / TB		
<i>M. terrae</i> , <i>M. avium</i> (conditions sales)	EN 14348	1 min
Levuricide		
<i>C. albicans</i> (conditions sales)	EN 13624	30 sec
<i>C. albicans</i> (conditions sales)	EN 16615	5 min
<i>C. albicans</i> (conditions sales*)	EN 13697	5 min
Fungicide		
<i>A. brasiliensis</i> (conditions sales*)	EN 13697	5 min
Virucide		
Enveloppe virussen		
MVA Modified Vacciniavirus	EN 14476	30 sec
Ankara (conditions sales)		
Virussen zonder envelop		
Adenovirus Type 5 (conditions sales)	EN 14476	5 min
Rotavirus Humain (conditions propres)		5 min
Poliovirus type 1 (conditions sales)		5 min
MNV murine Norovirus (conditions sales)		5 min
MNV murines Norovirus (conditions sales)	EN 16777	5 min
Adenovirus Type 5 (conditions sales)		5 min

* EN 13697: 2015-06 pour la détermination de l'effet bactéricide et / ou fongicide des désinfectants chimiques dans l'alimentation, l'industrie, les ménages et les institutions publiques - méthodes d'essai et exigences sans traitement mécanique (phase 2, niveau 2)

Utilisez les produits biocides avec précaution

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Quick & Clean S-Wipes: pour la désinfection avec un chiffon (selon la recommandation RKI), la surface doit être essuyée avec un chiffon désinfectant. La surface doit être complètement mouillée pendant le temps d'exposition requis. Laissez les surfaces sécher après le temps de contact. Le produit est à usage unique. L'effet spécifié n'est plus garanti en cas d'utilisation multiple.

PROPRIETES

Composition	Contient de l'éthanol, du 2-propanol, du chlorure de didécyl diméthylammonium, des parfums
Vue	Brillant
Couleur	Incolore
Odeur	Caractéristique
pH (100%)	± 5,0-6,0
Densité (20 ° C)	± 0,900 - 0,920 kg / L
Solubilité	Soluble dans l'eau en toutes proportions

COMPATIBILITE MATERIAUX

Si **Quick & Clean S-Wipes** est utilisé comme indiqué, **Quick & Clean S-Wipes** peut être utilisé sur l'aluminium, l'acier inoxydable, cuivre, laiton, PMMA (plexiglas), PSU, PVC, silicone, EPDM, latex.

Évitez tout contact prolongé avec les sols en linoléum et le polycarbonate (Macrolon) pendant plus de 48 heures. Évitez tout contact avec les acrylates. Il existe un risque de corrosion sous contrainte avec le verre acrylique. Pour les polyacrylates et les polycarbonates et les matériaux non répertoriés, effectuez un test de matériau avant utilisation.

ENVIRONNEMENT

Quick & Clean S-Wipes sont classés comme inflammables (GHS02) et irritants (GHS07).

Éliminer le contenu / récipient conformément aux réglementations locales / régionales / nationales / internationales. Ne jetez pas dans les toilettes.

SECURITE

Lisez les informations sur le produit et la fiche de données de sécurité avant utilisation. Les lingettes **Quick & Clean S-Wipes** ne conviennent pas à la désinfection de la peau et des mains. A utiliser uniquement par du personnel spécialisé.

Évitez tout contact avec d'autres désinfectants. Ne pas mélanger avec d'autres désinfectants. Ne pas diluer. Nous recommandons l'utilisation de **Quick & Clean S-Wipes** dans le seau du distributeur d'hygiène PLIWA. Nous déclinons toute responsabilité pour les autres combinaisons de lingettes / seaux désinfectants. Utiliser uniquement sur des surfaces lisses. Les peluches sur les surfaces rugueuses ne sont pas exclues.

STOCKAGE

Gardez le récipient bien fermé. Protéger de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Gardez sous clé et hors de portée des enfants. Durée de vie des lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi: 28 jours à compter de la date d'ouverture si le seau du distributeur est fermé proprement et solidement après chaque retrait de lingette.

L'étiquette montre l'utilité des sacs de recharge fermés. Stockez le produit en position verticale. Température de stockage 5-25 ° C

CONDITIONNEMENT

Avant chaque premier / nouveau remplissage, le seau et le couvercle doivent être nettoyés à fond à la machine ou manuellement, puis désinfectés avec, par exemple, des lingettes **Quick & Clean S-Wipes**.

Placez le sac de recharge dans le seau du distributeur préparé. Ouvrez le sac et guidez le tissu polaire du centre à travers l'ouverture du couvercle. Fermez le seau du distributeur. Documentez les informations sur le lot, la production et la durée de vie sur l'étiquette. Prêt pour une utilisation immédiate. Gardez le seau du distributeur bien fermé après chaque utilisation pour éviter la germination et la déshydratation.

Ref.	SA0110200	Seau	REFILL BUCKET
Ref.	SA0110190	Recharge	REFILL 2 X 90 SHEETS